




# SOL-CARE™ Bezpieczne Igły



Aktywacja mechanizmu bezpieczeństwa **jedną ręką**.

**Słyszalne "kliknięcie"** potwierdza aktywację mechanizmu bezpieczeństwa.


**Unikalny mechanizm bezpieczeństwa** zabezpieczający igłę w bezpiecznym ramieniu.

Wymaga jedynie **nieznacznej zmiany techniki iniekcji**.

**Dwie opcje aktywacji** mechanizmu bezpieczeństwa:



**na twardej powierzchni**



**kciukiem**

Bezpieczne ramię **nie zasłania miejsca iniekcji** (1).

**Igła ze szlifem skierowanym ku górze** ułatwia iniekcję pod małym kątem (2).

**Wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnic igieł od 18 G do 30 G** (zgodnie z normą ISO 6009).

Dostępnych jest 7 długości igieł **od 12,5 mm do 50 mm**.

**Nasadka kompatybilna ze standardowymi strzykawkami** typu Luer Lock oraz Slip Tip.



# SOL-CARE™ Bezpieczne Igły



Igły

Numer referencyjny	Opis produktu	Średnica igły (G)	Średnica igły (mm)	Długość igły		Wskazania*				
				(mm)	(cale)					
SN3012	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 30G* 1/2	30G	0.3 mm	12.5 mm	1/2"	SC				
SN2715	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 27G*1 1/2	27G	0.4 mm	40 mm	1 1/2"	SC	ID			
SN2758	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 27G*5/8	27G	0.4 mm	16 mm	5/8"	SC	ID			
SN2712	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 27G*1/2	27G	0.4 mm	12.5 mm	1/2"	SC	ID			
SN2612	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 26G*1/2	26G	0.45 mm	12.5 mm	1/2"	SC	ID			
SN2515	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 25G*1 1/2	25G	0.5 mm	40 mm	1 1/2"	SC	ID	IM		IA
SN2510	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 25G*1	25G	0.5 mm	25 mm	1"	SC	ID	IM		IA
SN2558	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 25G*5/8	25G	0.5 mm	16 mm	5/8"	SC	ID	IM		IA
SN2410	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 24G*1	24G	0.55 mm	25 mm	1"	SC		IM		IA
SN2315	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 23G*1 1/2	23G	0.6 mm	40 mm	1 1/2"			IM	IV	IA
SN23125	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 23G*1 1/4	23G	0.6 mm	32 mm	1 1/4"			IM	IV	IA
SN2310	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 23G*1	23G	0.6 mm	25 mm	1"			IM	IV	IA
SN2215	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 22G*1 1/2	22G	0.7 mm	40 mm	1 1/2"			IM	IV	IA
SN22125	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 22G*1 1/4	22G	0.7 mm	32 mm	1 1/4"			IM	IV	IA
SN2210	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 22G*1	22G	0.7 mm	25 mm	1"			IM	IV	IA
SN2105	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 21G*2	21G	0.8 mm	50 mm	2"			IM	IV	IA
SN2115	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 21G*1 1/2	21G	0.8 mm	40 mm	1 1/2"			IM	IV	IA
SN2110	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 21G*1	21G	0.8 mm	25 mm	1"			IM	IV	IA
SN2015	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 20G*1 1/2	20G	0.9 mm	40 mm	1 1/2"			IM	IV	
SN2010	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 20G*1	20G	0.9 mm	25 mm	1"			IM	IV	
SN1915	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 19G*1 1/2	19G	1.1 mm	40 mm	1 1/2"			IM	IV	
SN1910	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 19G*1	19G	1.1 mm	25 mm	1"			IM	IV	
SN1815	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 18G*1 1/2	18G	1.2 mm	40 mm	1 1/2"				IV	
SN1810	SOL-CARE™ Bezpieczna Igła 18G*1	18G	1.2 mm	25 mm	1"				IV	

Więcej rozmiarów dostępnych na życzenie

SC - sub cutem, ID - intradermalis, IM - intramuscularis, IV - intravenosa, IA - intraarterialis.

\* Zalecane wskazania zależą od długości i średnicy igły. Użytkownicy są całkowicie odpowiedzialni za prawidłowe zastosowanie.

## Uwaga:

\* Tolerancja długości igieł zgodna z ISO 7864 (wymiaru w milimetrach)

Nominalna długość igły	< 25	25 do 39	40	> 40
Tolerancja	+1 / -2	+1.5 / -2.5	0 / -4	+1.5 / -2.5

Ilość: 100/Pudełko; 800/Opakowanie zbiorcze