

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

	Ośrodek Rzecznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-ZORPOT” 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 tel. 41 275 54 75 simpzorpot@poczta.internetdsl.pl

KARTA PRZEWODNIA

Nr rejestracyjny



4/2025

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie


Znak i data zamówienia: Zamówienie z dnia 03.03.2025

Tytuł opracowania: Ustalenie wartości aparatu RTG mammograficznego Lorad MIV numer seryjny 18006096220, producent Lorad Hologic, rok produkcji 2009

Rozdzielnik: 2 egzemplarze dla odbiorcy, 1 egz. a/a

Osoby podpisujące		Data	Podpis
Rzecznawcy	dr inż. Jerzy Krawiec	20.03.2025	
DYREKTOR OŚRODKA	Krzysztof Czerwiński	21.03.2025	

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

	Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-ZORPOT” 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 tel. 41 275 54 75, simpzorpot@poczta.internetdsl.pl
---	--

Nr rejestracyjny

4/2025

1 Tytuł opracowania:

Ustalenie wartości aparatu RTG mammograficznego Lorad MIV numer seryjny 18006096220,
producent Lorad Hologic, rok produkcji 2009

2. Zleceniodawca:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

3. Podstawa do wyceny.

- Standardy rzeczoznawców SIMP w zakresie szacowania wartości maszyn, urządzeń i pojazdów (technicznego majątku ruchomego), zatwierdzone przez Zarząd Główny SIMP 24 czerwca 2014r.
- „Wycena maszyn i urządzeń” Jerzy Napiórkowski
- „Podstawy wyceny wartości środków technicznych „Tadeusz Klimek – Poznań 2003 r.
- Oględziny
- Dane internetowe i materiały własne.
-

3. Cel opracowania:


W celu sprzedaży lub kasacji

4. Oględziny.

Oględziny odbyły się w dniu 06.03.2025 r w zakładzie zleceniodawcy. Maszyny prezentowała Pani Małgorzat Wojtasik.

5. Opis aparatu.

Zdjęcia aparatu przedstawiam poniżej.



Hologic, Inc. Lorad, Danbury, CT. 06810, U.S.A.

MODEL 4-000-0014 SN 194060911375

JUNE 2009 MADE IN U.S.A.

COMPLIES WITH FDA RADIATION PERFORMANCE STANDARDS
21 CFR SUB CHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE LBL 00715

Hologic, Inc. Lorad, Danbury, CT. 06810, U.S.A.

M-IV

MODEL ASY-00555 SN 18006096220

JUNE 2009

50-60Hz 200V/208V/220V/230V/240V 4A (35A max. for 5 sec.)

TYPE B
IEC 60601-1
IEC 60601-2-28
IEC 60601-2-32
IEC 60601-2-45

COMPLIES WITH FDA RADIATION
PERFORMANCE STANDARDS 21CFR
SUB CHAPTER J APPLICABLE
AT DATE OF MANUFACTURE

MADE IN U.S.A. LBL 00716


CLASSIFIED
C UL US

MEDICAL EQUIPMENT
WITH RESPECT TO ELECTRICAL SHOCK,
FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN
ACCORDANCE WITH UL60601-1,
CAN/CSA C22.2 No. 601.1
6032

! LBL 00293

Galaxy A52s 5G

M-IV System



SP ZZOZ Staszów - Mamogr

8.80.802.316

Mammograf Hologic Lorad M-IV



1.0 System Description

The M-IV Mammography system consists of:

1. The Operator Console
2. The Tubestand (Gantry and C-arm)




Figure 1-1: M-IV System

- The **Operator Console** provides the operator interface.
- The C-arm and the Gantry make up the **Tubestand**.
- The **C-arm** provides a platform for the X-ray tube, compression systems, and the image receptor support device. A pivot mechanism connects the C-arm to the Gantry. Push buttons on each side of the C-arm and on the tubehead control C-arm movement, Compression release, Compression up/down, and the light field lamp. The design permits examinations of standing, sitting, or recumbent patients. Devices, such as Compression Paddles, Magnification Tables, and Bucky devices, as well as the StereoLoc II and DSM options, are installed on the C-arm to support various applications.
- The **Gantry** contains the electrical and mechanical subsystem. LED readouts on the left and right side of the Gantry show the C-arm angle.

1.1 The Operator Console

Legend for Figure 1-2

1. Tilting Flat Panel Display
2. Emergency Off Switch
3. Power Buttons (On/Off)
4. Keyboard
5. AutoFilm ID
6. Radiation Shield
7. Exposure Controls
8. X-Ray Buttons
9. Floppy Disk Drive
10. Cassette Storage (both sides)

The Operator Console displays patient information and exposure techniques, and inputs data and exposure techniques. It houses the internal AutoFilm ID for film labeling, and a floppy disk drive for storage of exposure history.




Figure 1-2: The Operator Console

2 The Tubestand

Legend for Figure 1-3

1. Tubehead
2. Face Shield
3. Compression Device
4. Image Receptor Support Device
5. AEC Position Selector
6. C-arm Angle LED (both sides)
7. Emergency Off Switch (both sides)
8. Patient Handles
9. Gantry C-arm Rotation Switches (both sides)
10. Compression Handwheels
11. C-arm Controls
12. Circuit Breaker
13. Footswitches




Figure 1-3: Tubestand Components

Appendix A—System Specifications

1.0 Unit Measurements

Gantry with C-arm

Height: 75 in. (190.5 cm)—84 in. (213.4 cm) C-arm top of travel
Width: 25.5 in. (64.2 cm)—C-arm at 0° position
Depth: 43.5 in. (110 cm)
Horizontal Rotation: 53° (134.7 cm)
Weight: 800 lb (360 kg)

Remote Console

Height to operator panel: 35.5 in. (90.2 cm) minimum at front
42 in. (106.7 cm) maximum at rear
46.5 in. (118.0 cm) to top of display at maximum height

Width: 21.0 in. (53.3 cm) at shield, including Emergency Off switch
32 in. (81.3 cm) including radiation shield support (min.)

Depth: 17 in. (43.2 cm) including radiation shield

Weight: 214 lb (96.3 kg)

Height: 74.5 in. (189.2 cm) maximum height installed

Width: 32 in. (81.3 cm)

Pb equivalent: 0.5 mm Pb equivalent (minimum at 35 kV)

Radiation Shield




Figure A-1: M-IV Dimensions

6. Metodyka wyceny maszyny

Wycenę ruchomości wycenianego typu najczęściej wykonuje się metodą porównawczą lub odtworzeniową.

W metodzie porównawczej wartość rynkową wycenianych obiektów technicznych określa się przez porównanie wartości transakcyjnych obiektów technicznie jednorodnych na wolnym rynku w zbliżonym czasie z wycenianym obiektem przy zastosowaniu cech (atrybutów) porównawczych obejmujących charakterystyczne i znaczące wielkości takie jak typ, rok produkcji, stan techniczny i parametry techniczno-eksploatacyjne. Odpowiednie porównanie atrybutów pozwala na określenie współczynników zwiększających lub zmniejszających wartość transakcyjną i określenie w ten sposób wartości szacowanego składnika majątkowego. Trudnością w stosowaniu tej metody jest ustalenie wiarygodności wartości transakcji na wolnym rynku. Dotyczy to zwłaszcza danych cenowych występujących na portalach internetowych. Podane na tych portalach propozycje cenowe to często ceny życzeniowe a nieraz propozycje z uwagą „cena do negocjacji”. Trudno jest ustalić faktyczną cenę sprzedaży. Także stan techniczny oferowanych do sprzedaży ruchomości jest trudny do weryfikacji.

Wykonanie wyceny metodą odtworzeniową jest możliwe tylko wtedy, gdy znana jest cena nowej ruchomości.

W przypadku tej maszyny nie odnaleziono tylko jedną ofertę na sprzedaż maszyny tego typu na rynku. Uzyskano natomiast aktualną ofertę jej sprzedaży przez producenta. W związku z tym jej wartość rynkową ustalono oboma metodami.

Przed wyceną wartości maszyny metodą odtworzeniową przydatne jest zdefiniowanie kilku związanych z tym pojęć.

Wartość rynkowa.

Wartość rynkowa stanowi najbardziej prawdopodobną cenę, przy której można oczekiwać, że przedmiot zostanie sprzedany przy uwzględnieniu następujących założeń:

- Występują niezależne od siebie strony transakcji
- Występuje wystarczający czas negocjacji, uwzględniający rodzaj i zakres majątku
- Wartości oszacowania są niezmiennie w czasie ciągu całego okresu negocjacji
- Obiekty transakcji zostaną swobodnie wystawione na rynku
- Strony nie działają w sytuacji przymusowej
- Nie jest brana pod uwagę żadna wyższa cena, którą mógłby zapłacić kupujący z powodu specjalnego zainteresowania

Wartość odtworzeniowa w Warunkach rynkowych

Wartość odtworzeniowa wycenianego składnika majątku jest to wielkość nakładów poniesionych na zakup lub wytworzenie nowego składnika (tj. określenia wartości początkowej) pomniejszonych o zużycie potencjału eksploatacyjnego i wynikające stąd zmniejszenie pierwotnie określonych możliwości techniczno-eksploatacyjnych.

Wartość odtworzeniową wycenionego składnika majątku określa się wg wzoru:

$$W_o = W_p \cdot [1 - (S:100)] \cdot k \cdot E_r \quad [6]$$

Gdzie: W_o – wartość odtworzeniowa,

W_p – wartość początkowa

S – Zużycie potencjału eksploatacyjnego (%)

k - współczynnik nowoczesności konstrukcji uwzględniający zużycie moralne i stopień przydatności.

E_r - współczynnik rynkowy

Zużycie potencjału eksploatacyjnego

Zużycie potencjału eksploatacyjnego – „ S ”, jest to zmniejszenie zdolności produkcyjnych obiektu wycenianego w stosunku do zdolności produkcyjnych nowego obiektu. Przejawia się głównie pogorszeniem wydajności i zwiększeniem energochłonności. Stopień zużycia eksploatacyjnego, dla potrzeb niniejszej wyceny określono na podstawie aktualnego rzeczywistego stanu technicznego w następujący sposób:

Miary zużycia fizycznego obiektu

Wielkość zużycia	Stan obiektu
do 10 %	Obiekt nowy nie użytkowany lub niedawno oddany do użytku
do 25%	Obiekt funkcjonuje bez zarzutu, stan bardzo dobry
do 45%	Obiekt funkcjonuje poprawnie, wymaga ewentualnie okresowych regulacji, stan dobry
do 55%	Obiekt w eksploatacji wymaga okresowego przeglądu, regulacji ewentualnie naprawy bieżącej, stan średni.
do 65%	Obiekt eksploatowany w ograniczony sposób, wymaga przeprowadzenia naprawy średniej z wymianą elementów, stan dostateczny.
	Obiekt wymaga przeprowadzenia naprawy głównej z wymianą elementów i podzespołów. Stan

do 80%	niedostateczny
Pow. 80%	Obiekt nie kwalifikuje się do eksploatacji. Koszt naprawy nieuzasadniony ekonomicznie. Obiekt należy przeznaczyć do likwidacji – pozostałość lub złomowanie.
0 i 100%	Miary zużycia czysto teoretyczne

Współczynnik nowoczesności konstrukcji.

Współczynnik nowoczesności konstrukcji określa poziom rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, parametrów eksploatacyjnych, obsługi, BiHP i oddziaływania na środowisko maszyn wycenianych w stosunku do nowych, aktualnie produkowanych tego samego rodzaju lub porównywalnych.

Współczynnik ten uwzględnia zużycie moralne (ekonomiczne). Zużycie moralne jest wynikiem starzenia się na skutek postępu technicznego, technologicznego, ergonomii i ekologii.

Dla urządzeń elektronicznych, ze względu na ich szybki postęp techniczny, współczynnik k należy określać indywidualnie.

Często wartości współczynnika (k) przyjmuje się w następujących przedziałach:

$k = 0,8 \rightarrow 1,0$ – obiekty aktualnie produkowane

$k = 0,6 \rightarrow 0,8$ – obiekty nieprodukowane, dostępne są części zamienne

$k < 0,6$ – produkcja obiektu dawno zaniechana.

Współczynnik E_r jest określany przez rzeczoznawcę na podstawie dokładnej znajomości rynku wtórnego (głównie rynku lokalnego), biorąc m.in. za podstawę:

- podaż na określone, interesujące składniki majątkowe;
- informacje o cenach transakcyjnych na rynku wtórnym;
- informacje producentów dotyczące rozwiązań technologicznych;
- dostęp do części zamiennych;
- obsługę serwisową;

7. Efekty ekonomiczne używania aparatu.

Tabelę obrazującą koszty wynikające z posiadania aparatu uzyskane na podstawie danych z księgowości zamieszczam poniżej.

Zestawienie ilości badań mammograficznych														
ROK	miesiąc													
	styczeń	luty	marzec	4	5	6	7	8	9	10	11	12	suma	
2021	2	0	0	0	5	2	10	4	21	4	16	7	71	
2022	12	10	12	4	14	6	7	10	13	11	12	13	124	
2023	13	11	13	1	7	13	10	15	0	16	11	11	131	
2024	11	10	10	1									32	

Wielkość środków pozyskanych z wykonywania badań mammograficznych	
2021	4085
2022	8050
2023	9295
2024	2505

Koszty eksploatacji			
Rok	przegląd techniczny	testy specjalistyczne	suma
2021	5400	600	6000
2022	5400	600	6000
2023	1864,5	700	2564,5
2024	0	0	0
suma	12664,5	1900	14564,5

Koszty rodzajowe bezpośrednie w tym przeglądy i testy specjalistyczne	
ROK	Koszty
2021	142454,25
2022	145978,31
2023	84489,43
2024	88162,23

Koszt jednego badania	
Rok	Koszt badania
2021	2006
2022	1177
2023	645
2024	2755

Strata wynikając z eksploatacji w latach	
2021	138369,25
2022	137928,31
2023	75194,43
2024	85657,23

Zleceniodawca nie ma żadnych możliwości sprawić, żeby w przyszłości zlikwidować stratę wynikającą z eksploatacji tego aparatu, gdyż:

- Nie ma wpływu na ilość zleceń, które otrzymuje na badania mammograficzne.
- Aparat nie nadaje się do stosowania w profilaktycznych przesiewowych badań raka piersi.

Ponieważ Szpital nie ma obowiązku przeprowadzania badań, które wykonywane są na tym aparacie jedyną racjonalną możliwością pozbycia się strat wynikających z jego posiadania jest pozbycie się go.

8. Ustalenie wartości aparatu mammograficznego.

8.1 Wycena metodą odtworzeniową

Bazą wyjściową do tej wyceny jest cena 374928 zł wynikająca z poniżej zamieszczonej Kartoteki

		KARTOTEKA			
		8.80.802.316			
		Stan na dzień 2025-02-11			
Nazwa środka	Mammograf			Rok produkcji	2009
Opis	Mammograf Hologic Lorad M-IV			Data nabycia	2009-10-23
Uwagi				Data przyjęcia	2009-10-23
Numer inwentarzowy	8.80.802.316			Indeks	ST000394
Numer fabryczny	18006096220			KST 2016	802
Wartość początkowa	374 928,00	Amortyzacja roczna	37 492,80	Stopa umorzenia	10%
Wartość umorzenia	374 928,00	miesięczna	3 124,40	% amort.podatk.	10%
Wartość bieżąca	0,00	grudniowa	3 124,40	Amortyzacja	liniowa
Miejsce użytkowania	Pracownia Mammograficzna				
Osoba odpowiedzialna	Wciślik Alicja				
Producent					
Dostawca					
Serwis					
Konto środka	010-502-008 Aparatura medyczn				
Konto umorzeń	070-100-008 Umorz.śr.trw. - na				
Konto amortyzacji	408-100-008 Amortyzacja śr.tr				
Źródło finansowania	dzielone				
NA STANIE					
Dok.	Data	Konto śr.	Konto um.	Konto am.	Źródło fin.
OT+	2009-10-23				Własne 4 776,40
OT+	2009-10-23				Norweskie 370 151,60
OT+	2009-10-23	010-502-008			374 928,00
OT+	2009-10-23		070-100-008		374 928,00
OT+	2009-10-23			408-100-008	374 928,00
Rozliczenie					
Konto środka	010-502-008 - Aparatura medyczna fund.Norwes				374 928,00
Konto umorzeń	070-100-008 - Umorz.śr.trw. - narzędzia				374 928,00
Konto	408-100-008 - Amortyzacja śr.trw. - narzędzia				374 928,00
Źródło	Własne - Środki własne				4 776,40
	Norweskie - Fundusze Norweskie				370 151,60

Bazą wyjściową do tej wyceny jest cena 374928 zł brutto.

Tabelę z wyceną zamieszczam poniżej:

Nr inwent.	Nazwa	Rok produkcji	Amort. roczna	Wartość księgowa	Wartość parametrów do obliczeń z wzoru [5.1] opinii głównej				
					W0[zł]	K	S [%]	Er	Wartość[zł]/ szt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18006096220	Mammo. Lorad MIV	2009	10%	340464	370151,60	0,05	55	0,1	833

W tabeli tej wartość współczynnika Er przyjąłem biorąc pod uwagę:

- Wyniki analizy ekonomicznej przedstawione w punkcie 7
- W żadnym zakładzie świadczącym usługi medyczne, używanie tego aparatu nie będzie opłacalne
- Brak możliwości wykorzystania tego aparatu do innych celów – na przykład weterynarii.
- Przestarzała konstrukcja tego aparatu powoduje, że nie będzie on mógł być również używany do celów szkoleniowych.


8.2 Rynkowa metoda wyceny.

W trakcie analizy krajowego rynku na zakup i sprzedaż wycenianego mammografu znaleziono tylko jedną ofertę na sprzedaż, o której dane zamieszczam poniżej

<https://szpital.zgora.pl/mammograf-na-sprzedaz/>

26 marca 2024

Mammograf na sprzedaż



Oferujemy na sprzedaż ucyfrowiony aparat analogowy HOLOGIC LORAD MIV do wykonywania badań mammograficznych. Rok produkcji 2007. Cena wywoławcza wynosi 7000,00zł. Dokumenty źródłowe do wglądu w Dziale Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego z siedzibą w Zielonej Górze.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

Kornelia Zaborowska- tel. 661-575-864, Michał Szutta -tel. 691-786-677, e-mail: li@szpital.zgora.pl

Jak widać z powyższych danych mammograf ten nie znalazł przez rok czasu nabywcy. Jest więc niesprzedawalny

8.3 Podsumowanie wyceny.

Biorąc pod uwagę wyceny w powyższych punktach 8.1 i 8.2 ustalą wartość tego aparatu na 833 zł brutto.

9. Zagospodarowania aparatu.

Decyzja o zagospodarowaniu wycenianego aparatu należy do zleceniodawcy. Jeżeli zdecyduje się on na likwidację tego mammografu to powinien wziąć pod uwagę koszty jego złomowania i utylizacji, które przekroczą jego ustaloną w poprzednim punkcie wartość.

Biorąc to pod uwagę być może celowe jest bezpłatne przekazanie go do jakiegoś warsztatu elektronicznego lub szkoły.

RZECZOZNAWCA

